



Bastelanleitung Küken



rechter Flügel



linker Flügel

Du benötigst:

- Ein leeres myHumanaPack
- Einen Farbdrucker & Papier
- Eine Schere und Bastelkleber
- Etwas Pappe oder zwei Dosierlöffel zum Stabilisieren der Flügel

So geht's:


1. Lade unsere Bastelanleitung herunter, drucke* diese aus und schneide die einzelnen Teile zu.
2. Fixiere den Vordruck „Rückseite“ mittig auf die Rückseite des myHumanaPacks.
3. Klebe nun den Vordruck „Vorderseite“ auf den restlichen myHumanaPack. Achte darauf, das Gesicht des Kükens mittig auf der Frontseite zu platzieren.
4. Bringe nun die Füße auf der Unterseite an, so dass diese nach vorne herausstehen.
5. Befestige nun die Flügel mit etwas Kleber an den schmalen Seitenflächen des myHumanaPacks. Damit sie besser abstehen, kannst du die Flügel mit etwas Pappkarton oder zwei Dosierlöffeln stabilisieren.
6. Wenn du magst, kannst du abschließend noch den Deckel bekleben.

UND SCHON IST DIESES NIEDLICHE KÜKEN FERTIG!


Tipp: Wenn du das Küken als Dose verwenden möchtest, achte darauf, dass der Kopf des Kükens nicht den Deckelverschluss blockiert.

Weitere Bastelideen unter: www.humana.de/bonus-mehr/diy-ideen


* Wähle in den Druckeinstellungen die Einstellung „Tatsächliche Größe“ aus, um einen Ausdruck in Originalgröße zu erhalten. So stellst du sicher, dass er genau auf unser myHumanaPack passt.



Deckel/Oberseite



linker Fuß



rechter Fuß



Vorderseite

